

VITASEPT® P WIPES

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК НА ОСНОВЕ СПИРТА

Vitasept® P Wipes – эффективные салфетки с широким спектром действия в качестве гигиенического антисептика для рук. Мягкие салфетки пропитаны антисептиком для рук, содержащим пантенол и оказывающим смягчающее и увлажняющее действие на кожу. Vitasept® P Wipes удобно использовать вместо воды и мыла или при их отсутствии, если руки не испачканы слишком сильно. Подходят также для протирания рук маленьких детей.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- быстродействующее
- на базе этанола
- сверхмягкие, биоразлагающиеся салфетки
- содержит средства по уходу за кожей
- по истечении экспозиции кожа быстро восстанавливает нормальную микрофлору
- не содержат красителей и ароматизаторов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Хорошо протереть руки продуктом, так, чтобы руки были полностью влажные. После использования салфетку следует выбросить. Во избежание высыхания салфеток клапан следует всегда закрывать.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

30 секунд

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР

МИКРООРГАНИЗМ	КОНЦЕНТРАЦИЯ	КОНТАКТНОЕ ВРЕМЯ
Бактерицидная эффективность	неразбавленный	30 секунд
Туберкулоцидная эффективность		
<i>Mycobacterium terrae</i>	неразбавленный	30 секунд
Противогрибковая эффективность		
<i>Candida albicans</i>	неразбавленный	30 секунд
Вирулицидная эффективность		60 секунд
гепатит В, гепатит С, ВИЧ	неразбавленный	30 секунд
Herpes simplex	неразбавленный	30 секунд
Вирусы гриппа	неразбавленный	30 секунд
Вирус коровьей оспы	неразбавленный	30 секунд
Коронавирусы	неразбавленный	30 секунд
Аденовирус	неразбавленный	30 секунд
Ротавирус	неразбавленный	30 секунд
Норовирус	неразбавленный	30 секунд
Полиовирус	неразбавленный	60 секунд

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EN 1500, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия хранить при температуре 5-25°C, не хранить на открытом солнце.

УТИЛИЗАЦИЯ

Все салфетки разлагаются биологически. Для утилизации упаковки промыть ее содержимое водой. Использованные салфетки нельзя выбрасывать в канализацию. Упаковочная коробка сортируется в контейнер для макулатуры. Совместимость упаковки и продукта гарантируется качеством. Антисептические салфетки для рук РТ1.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Дополнительные сведения о безопасности см. в паспорте безопасности продукта.

СОСТАВ

100г продукта содержат активные ингредиенты: этанол 80г

pH ~7

УПАКОВКА



24шт в упаковке



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

